


CT 6 en 1 con Gran FOV

Green X 21

X 21

Nuevo CT Dental con Gran FOV




Green X 21

Green X 21

6-in-1 unit


Dental CT



ENT CT



Model Scan



PANO



CEPH



3D Photo



Imágenes de Rayos X 3D: CT Dental/ENT, Escaneo de Modelo

3D X-ray Imaging : Dental/ENT CT, Model Scan

4x4 / 5x5



8x5 / 8x8



12x5 / 12x9



18x15




21x19



CT	Endodoncia e Implante Único 50um	Dentición Superior/Inferior, Múltiples Implantes	Arcada Completa incl. terceros molares	Arcada con Senos Paranasales y ATM, Cirugía Maxilofacial, Vía Aérea, Ortodoncia	Cabeza Completa con Senos Paranasales y ATM, Vía Aérea, Ortodoncia
ENT		O (8x8)	O (12x9)	O (16x15)	O (21x19)
Model		O (8x8)			

Large FOV (21x19)



Middle FOV (12x9): Smart Focus (Just 1 Scan & Get 5 Images)


① Auto Pano




Select **Regions** in CT Image and then Can get additional..



② CT (FOV 12x9, Voxel Size 200 um)




③~⑤ High Resol. CT Images (max. 3 regions)



(FOV 4x4, Voxel Size 70 um)

Small FOV (4x4): Endo Mode



Voxel Size 50 um (Highest Resolution)

3D Vision Imaging: 3D Photo



Paciente Virtual



Imágenes 2D: PANO, CEPH

Imágenes 2D: Calidad Mejorada de Imagen Panorámica



Pixel size: 198um

- Green X 18 -



Pixel size: 100um

- Green X 21 -

Imágenes 2D: Escaneo Ceph Rápido de Una Toma



Scan Time: 0.9 sec

Especificación


Modalidad	FOV (cm)	Opción de Imagen	Voxel (mm)	Tiempo de escaneo (s)	Tiempo de exposición (s)
CT Dental	21x19	Alta Resolución, Green	0.2 / 0.3	18.3	15.2
	18x15	Alta Resolución, Green	0.2 / 0.3	18.3	15.2
	12x9 (Smart Focus)	Alta Resolución, Green	0.2 / 0.3 (0.07)	18.1	18.0
	12x9	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2 / 0.3	7.1	7.0
	12x5	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2 / 0.3	7.1	7.0
	8x8	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2	7.1	7.0
	8x5	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2	7.1	7.0
	5x5	Alta Resolución, Green	0.08 / 0.12	7.1	7.0
	ENDO(4x4)	Alta Resolución, Green	0.05	18.1	18.0

Modalidad	FOV (cm)	Opción de Imagen	Voxel (mm)	Tiempo de escaneo (s)	Tiempo de exposición (s)
Pano	(Arch) Normal, Narrow, Wide, Child, Orthogonal	Normal/Magic PAN	0.1	14.1	13.5
Insight PAN	Normal, Child	Alta Resolución	0.2	12.0	11.5
Ceph	(Mode) LAT, Full LAT, PA, SMV, Water's View, Carpus	Alta Resolución, Green	0.125	0.9	0.9
ENT CT	21x19	Alta Resolución, Green	0.2 / 0.3	18.3	15.2
	18x15	Alta Resolución, Green	0.2 / 0.3	18.3	15.2
	12x9 (Airway)	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2	7.1	7.0
	8x8 (Cochlear, Single ear)	Alta Resolución, Green	0.12 / 0.2	7.1	7.0
Model	8x8	-	0.12	7.1	7.0

Operation Panel & Details



Operation Panel




Puddle lamp



Green X 21

6-in-1 unit with NO LIMITS



- Large FOV Dental CT
- Pano
- Ceph
- ENT
- Model Scan
- 3D Face Scan

The background is a dark blue gradient with a network-like pattern of glowing light blue lines and dots, creating a sense of connectivity and technology.

Gracias!